

# DESENGRASANTE LISTO PARA EL USO PARA FUENTE DE DESENGRASADO BIOTECNOLÓGICA



## CALYPSO PAE

DESENGRASANTES  
Y LIMPIADORES

### ACCIÓN


- Desengrasar



Foto no controlada



### ENVASES:



Bidón  
10 L



Bidón  
20 L

### INNOVACIÓN:

- Fórmula para el concepto de fuente de desengrasado biotecnológico.
- Solución acuosa, compuesta por tensoactivos específicos y destinada a la limpieza industrial.
- Se puede utilizar en los materiales: plástico, metales ferrosos y no ferrosos.

### PROTECCIÓN:

- Respeta el medio ambiente y el usuario.
- Sin solventes, sin fosfatos, sin conservantes.

### CONSEJO:

- Ideal para desengrasar la siguiente suciedad: grasas, aceites, materias sólidas, residuos carbonados, diversos depósitos...
- Se utiliza con la fuente desengrasante biotecnológica CALYPSO.


### MODO DE EMPLEO:

- Listo para el uso.
- Se utiliza en complemento de las cápsulas CALYPSO TABLETTE en la fuente de desengrasado biotecnológica CALYPSO.
- Añadir producto para llenar la fuente.
- Añadir 10 L cada 4 a 6 semanas.
- Enjuague la superficie/material sobre el que se ha utilizado el producto con agua potable.

### CARACTERÍSTICAS:

- Aspecto: Líquido azul claro.
- Sin perfume.
- Densidad: 1.
- Temperatura de uso ideal: 38°C.

### pH :



### JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:

- CALYPSO DEMARRAGE ● CALYPSO ENTRETIEN ● CALYPSO VIDANGE

IR:

06/25